

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-choice-klips-na-ucho-dla-doroslych-wtyk-6-pin-kabel-3m-p-678.html>



Czujnik SpO2 typu Choice, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 6 pin, kabel 3m

Cena brutto	396,90 zł
Cena netto	367,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	96-630-96
Kod producenta	CR001-1403G

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U910-96

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	ChoiceMMED	6000DP
	MedChoice	M7
	PaceTech	wtyczki zazwyczaj posiadają niebieski/zielony pierścień. Vitalmax 4000, Tranquility II, z dotykowym ekranem (2-ga wersja)

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 6 pin
	Technologia	BCI
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy