

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-choice-oximax-klips-plastikowy-dla-doroslych-wtyk-9-pin-kabel-3m-p-687.html>



Czujnik SpO2 typu Choice OxiMax, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 9 pin, kabel 3m

Cena brutto	334,80 zł
Cena netto	310,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	101X-130-101X
Kod producenta	CR001-1401A

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U410-101X

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	ChoiceMMED	wymagające czujników w technologii OxiMax

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 9 pin
	Technologia	Nellcor OxiMax
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy