

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-comen-klips-na-ucho-dla-doroslych-wtyk-12-pin-kabel-3m-p-751.html>



Czujnik SpO2 typu Comen, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 12 pin, kabel 3m

Cena brutto	461,70 zł
Cena netto	427,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	208D-630-208D
Kod producenta	CR001-1604G

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U910-208D

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Comen	C50

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	12 pin
	Technologia	Cyfrowa
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy