

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-contec-silikonowy-pediatryczny-wtyk-5-pin-kabel-3m-p-458.html>



Czujnik SpO2 typu Contec, silikonowy pediatryczny, wtyk 5 pin, kabel 3m

Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	46D-230S-46D
Kod producenta	CR001-1701D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-46D

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Contec	CMS 6000, CMS 7000, CMS 8000, CMS 9000
	Hillmed	monitory w cyfrowej technologii
	Medica D	Vitacare
	Promed	PM7000
	Risingmed	CMS60C, RPM9000C
	Sinohero	S80

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 5 pin
	Technologia	Cyfrowa
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy