

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-criticare-klips-na-ucho-dla-doroslych-wtyk-6-pin-kabel-1m-p-115.html>



Czujnik SpO2 typu Criticare, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 6 pin, kabel 1m

Cena brutto	336,96 zł
Cena netto	312,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	610-75
Kod producenta	CR001-2001GS

Opis produktu

Lista Referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	PR-A220-1002N
	Criticare	1567SD
	Unimed	U903-75

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	CareFusion > Alaris	VitalCheck 4400 511SD
	Criticare	503 Spot, 503DX, 503DX-W, 503S, 504DX, 504DX/P, 506 series (except 506LN3), 507EL, 507ELC2, 8100 series, 8100E, 8100EP, Mini Spot, Poet (602-3A), Poet Plus, Scholar, Scholar III
	Ivac	VitalCheck 4400 511SD

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli >40 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 6 pin
	Technologia	Criticare (CSI)
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy