

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu410-31-kompatybi-p-399.html>

Czujnik SpO2 typu Criticare, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 5 pin Lemo, kabel 3m

Cena brutto	453,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	31-130-31
Kod producenta	CR001-5101A

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U410-31

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Criticare	503, 507, 508, 509
	Mindray > Datascope	509B, 500A, PM 9000 z technologią Criticare

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Lemo 5 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy