

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-criticare-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-6-pin-kabel-3-m-p-633.html>



Czujnik SpO2 typu Criticare, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 6 pin, kabel 3 m

Cena brutto	378,00 zł
Cena netto	350,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	75-230-75
Kod producenta	CR001-2001C

Opis produktu

Lista Referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Criticare	1563-10D, CAT1563-10D
	Unimed	U110-75

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	CareFusion > Alaris	4415, VitalCheck 4400, VitalCheck 4410
	Criticare	503 Spot, 503DX, 503DX-W, 503S, 504DX, 504DX/P, 504DXN, 506 series (except 506LN3), 507ELC2, 8000 series, 8100 series, 8100E, 8100EP, nCompass, nGenuity, Poet (602-3A), Poet Plus, Poet R Plus, Scholar, Scholar III
	Ivac	VitalCheck 4400, VitalCheck 4410, VitalCheck 4415

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 6 pin
	Technologia	Criticare (CSI)
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy

