

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-datascope-klips-na-ucho-dla-doroslych-wtyk-9-pin-kabel-1m-p-132.html>



Czujnik SpO2 typu Datascope, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 9 pin, kabel 1m

Cena brutto	388,80 zł
Cena netto	360,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	610-07
Kod producenta	CR001-2101FS

Opis produktu

Lista Referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U903-07

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Mindray > Datascope	Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport XG

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli >40 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	Datascope
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy