


Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-datex-ohmeda-jednopacjentowy-3m-przylepny-dla-doroslych-wtyk-9-pin-p-943.html>



Czujnik SpO2 typu Datex Ohmeda, jednopacjentowy, 3M przylepny, dla dorosłych, wtyk 9 pin

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	41,67 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	09J-21-09

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Datex Ohmeda	SAS-AF
	Unimed	U503-09

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	AS/3, Capnomac Ultima, Cardiocap 5, Cardiocap I, Cardiocap II, CG/2S, CH-RS, CH/2S, CH/S, CS/3, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, SAF-F, Satellite, Satellite Plus II, Satellite Trans, System 5, Trans Plus, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 30 kg
	Materiał mocowania	taśma 3M (beżowy plaster)
	Materiał kabla	PVC
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	Datex Ohmeda
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	Gdy wada zostanie stwierdzona przed użyciem - wymieniamy na nowe