

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-datex-ohmeda-tasma-noworodkowa-wtyk-9-pin-kabel-1m-p-56.html>



Czujnik SpO2 typu Datex Ohmeda, taśma noworodkowa, wtyk 9 pin, kabel 1m

Cena brutto	334,80 zł
Cena netto	310,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	410-09
Kod producenta	CR001-3101ES

Opis produktu

Lista Referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Datex Ohmeda	OXY-W-DB, SAS-W
	Unimed	U303-09

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	AS/3, Capnomac Ultima, Cardiocap 5, Cardiocap I, Cardiocap II, CG/2S, CH-RS, CH/2S, CH/S, CS/3, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, SAF-F, Satellite, Satellite Plus II, Satellite Trans, System 5, Trans Plus, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Noworodki 1-4 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	Datex Ohmeda
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy