

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-datex-trusignal-jednopacjentowy-3m-przylepny-noworodkowy-wtyk-9-pin-p-954.html>



Czujnik SpO2 typu Datex Trusignal, jednopacjentowy, 3M przylepny, noworodkowy, wtyk 9 pin

Cena brutto	64,80 zł
Cena netto	60,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	117J-24-117

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Datex Ohmeda	TS-AF-10, TS-AF-25
	Unimed	U543-117

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250, AS/3 with M-OSAT module, Cardiocap/5 with N-XOSAT option, CS/3 with M-OSAT module, S/5 with M-OSAT module, TuffSat

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Noworodki -3 kg lub Dorośli +40 kg
	Materiał mocowania	taśma 3M (beżowy plaster)
	Materiał kabla	PVC
	Wtyk	9 pin
	Technologia	Datex Trusignal
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	Gdy wada zostanie stwierdzona przed użyciem - wymieniamy na nowe