

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-dixtal-klips-na-ucho-dla-doroslych-wtyk-7-pin-kabel-3m-p-718.html>



Czujnik SpO2 typu Dixtal, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 7 pin, kabel 3m

Cena brutto	432,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	113-630-113
Kod producenta	CR001-2401G

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U910-113

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Dixtal	DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2025, DX 2405, DX 2515, DX 405, DX 7100, DX 7300, DX 8100

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli >40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	7 pin Hypertronics
	Technologia	
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy