

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu410-21-kompatybiln-p-301.html>



Czujnik SpO2 typu GE, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 11 pin, kabel 3m

Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	21-130-21
Kod producenta	CR001-3301A

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U410-21

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Drager	Narkomed 6400
	GE Healthcare > Marquette	Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash Series, Eagle, GE Responder 2000, i/9500, Procare B40, Responder 3000, Series Solar, Series Tram Modular x50SL, Solar 8000, Solar 8000M

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Flat- 11 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy