

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-goldway-oximax-klips-plastikowy-dla-doroslych-wtyk-7-pin-kabel-3m-p-438.html>



Czujnik SpO2 typu Goldway OxiMax, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 7 pin, kabel 3m

Cena brutto	388,80 zł
Cena netto	360,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	38X-130-38X

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U410-38P

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Goldway	UT4000A z wtyczką 7 pin

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 7 pin
	Technologia	Nellcor OxiMax
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy