

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-hellige-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-7-10-pin-kabel-3m-p-504.html>



Czujnik SpO2 typu Hellige, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 7/10 pin, kabel 3m

Cena brutto	432,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	55-230-55
Kod producenta	CR001-3201C

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110-55

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Hellige	107, 111, 153, 154, 1551, 156, 157, 168, 182, 202, 202 R, 203, 204R, 205, 211, 230, 231, 240, 250, 310, 630 Serie SMK-200, 851, 852 SCS 804 SMK 151, Pepita 201, Pepita 203, Pepita 205R, R204, Servocard Cardioserv Series, Servomed 4 Generation SCP 844, Servomed N4, SMC108, SMK181, SMK210, SMP 300, SMS316, SMU 511, SMU 611, SMU 612, SMV 104T, SMV104, Vicom SM

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	7 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy