

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-infinium-silikonowy-pediatryczny-wtyk-6-pin-kabel-3m-p-682.html>



Czujnik SpO2 typu Infinium, silikonowy pediatryczny, wtyk 6 pin, kabel 3m

Cena brutto	432,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	97D-230S-97D
Kod producenta	CR001-4002D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-97D

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	DRE	Waveline Pro
	Infinium	Infinium Infitron i inne monitory Infiniumz wtykiem 5-pin, Infinium Omni II, OmniOne

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 5 pin, klucz 40°
	Technologia	Cyfrowa
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy