

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-lohmeier-silikonowy-dziecięcy-wtyk-6-pin-kabel-3m-p-594.html>



Czujnik SpO2 typu Lohmeier, silikonowy dziecięcy, wtyk 6 pin, kabel 3m

Cena brutto	453,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	64-330S-64
Kod producenta	CR001-4401H

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-64

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Lohmeier	M010, M011

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	6 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy