

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-mek-klips-na-ucho-dla-doroslych-wtyk-9-pin-kabel-1m-p-364.html>



Czujnik SpO2 typu MEK, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 9 pin, kabel 1m

Cena brutto	453,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	610-26
Kod producenta	CR001-4701GS

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U903-26

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	MEK	MP 100, MP 1000, MP 110, MP 400, MP 500, MP 600

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorosły > 40 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9pin
	Technologia	MEK
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy