


Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-26-kompatyb-p-351.html>



Czujnik SpO2 typu MEK, silikonowy pediatryczny, wtyk 9 pin, kabel 3m

Cena brutto	453,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	26-230S-26
Kod producenta	CR001-4701D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-26

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	MEK	MP 100, MP 1000, MP 110, MP 400, MP 500, MP 600
	Votem	VP-1000, VP-1200, VP-700

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9pin
	Technologia	MEK
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy