

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-mek-tasma-noworodkowa-wtyk-8-pin-kabel-3m-p-515.html>



## Czujnik SpO2 typu MEK, taśma noworodkowa, wtyk 8 pin, kabel 3m

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>453,60 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>420,00 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>56-430-56</b>                                                                       |
| Kod producenta   | <b>CR001-4703E</b>                                                                     |

### Opis produktu

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| Lista referencyjna: | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b> |
|                     | Unimed           | U310-56          |

|                 |                  |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| Kompatybilność: | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b> |
|                 | MEK              | nowe         |

|               |                       |                                                |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Specyfikacja: | <b>Waga pacjenta</b>  | Noworodki 1-4 kg                               |
|               | <b>Długość kabla</b>  | 3.0 m                                          |
|               | <b>Materiał kabla</b> | TPU                                            |
|               | <b>Wtyk</b>           | 8 pin okrągły                                  |
|               | <b>Technologia</b>    | MEK                                            |
|               | <b>Certyfikaty</b>    | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|               | <b>Gwarancja</b>      | 12 miesięcy                                    |
|               |                       |                                                |