

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-mennen-klips-plastikowy-dla-doroslych-wtyk-8-pin-kabel-3m-p-494.html>



Czujnik SpO2 typu Mennen, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 8 pin, kabel 3m

Cena brutto	432,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	54-130-54
Kod producenta	CR001-5001A

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U410-54

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Mennen	wszystkie

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	8 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy