

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-mindray-datascope-jednopacjentowy-3m-przylepny-pediatryczny-wtyk-9-pin-p-940.html>



Czujnik SpO2 typu Mindray > Datascope, jednopacjentowy, 3M przylepny, pediatryczny, wtyk 9 pin

Cena brutto	40,50 zł
Cena netto	37,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	07J-22-07

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Mindray > Datascope	0998-00-0076-04
	Unimed	U523-07

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Mindray > Datascope	Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport XG

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-50 kg
	Materiał mocowania	taśma 3M (beżowy plaster)
	Materiał kabla	PVC
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	Datascope
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	Gdy wada zostanie stwierdzona przed użyciem - wymieniamy na nowe