

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-nellcor-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-14-pin-kabel-3m-p-608.html>



Czujnik SpO2 typu Nellcor, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 14 pin, kabel 3m

Cena brutto	358,02 zł
Cena netto	331,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	69-230-69
Kod producenta	CR001-5302C

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110-69

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Covidien > Nellcor	N 3000, N 390, N 395, N 6000, NPB-290, NPB-295
	Invivo	MDE Prism Escort
	Mindray > Datascope	Accutorr Plus (Nellcor), Passport 2
	Nihon Kohden	BSM-2304A, BSM-4104A, BSM-4114A
	Oridion	Capnostream 20
	Philips	BP88/306, BP885, Colin Press Mate, Prodigy, VS1

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	14 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy