

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-nellcor-oximax-jednopacjentowy-3m-przylepny-noworodkowy-wtyk-9-pin-p-934.html>



Czujnik SpO2 typu Nellcor Oximax, jednopacjentowy, 3M przylepny, noworodkowy, wtyk 9 pin

Cena brutto	40,50 zł
Cena netto	37,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	01XJ-24-01X

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Covidien > Nellcor	MAX-N
	Drager > Air Shields	MX50068
	GE Healthcare > Marquette	70124032
	Medtronic > Physio Control	11996-000117
	Unimed	U543-01P

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	CAS Med	511
	Covidien > Nellcor	N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-195, PM10N
	Criticare	506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3
	DRE	Waveline
	Digicare	LW600
	Drager	Narkomed 6400
	Fukunda Denshi	DS-7100, LX-7230N
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	Carescape B650, Compact DINAMAP MPS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, V100
	GE Healthcare > Marquette	Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000 with Nellcor Oximax, i/9500, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M
	Goldway	Vet 420A
	Medtronic > Physio Control	Lifepak 12, Lifepak 15
	Midmark > Cardell	9403, 9500HD
	Mindray > Datascope	Accutorr Plus, DPM5, DPM6,

	DPM7, Duo, Passport 12, Passport 2, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio
Omron > Colin	BP-S510, T105NXM
Philips	Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP70, M1020B, M2601A, M3000A, M3000A/M3001A MMS, M3001A, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, SureSigns VS2, SureSigns VS3
Welch Allyn	1500, 42NT0-E1 LXi, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Series, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42NTB-E1

Specyfikacja:

Waga pacjenta	Noworodki -3 kg lub Dorośli +40 kg
Materiał mocowania	taśma 3M (beżowy plaster)
Materiał kabla	PVC
Wtyk	DB9 9pin
Technologia	Nellcor OxiMax
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	Gdy wada zostanie stwierdzona przed użyciem - wymieniamy na nowe