


Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-nihon-kohden-jednopacjentowy-3m-przylepny-dla-doroslych-wtyk-9-pin-p-963.html>



Czujnik SpO2 typu Nihon Kohden, jednopacjentowy, 3M przylepny, dla dorosłych, wtyk 9 pin

Cena brutto	40,50 zł
Cena netto	37,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	16J-21-16

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Nihon Kohden	TL-251T, TL-271T3
	Unimed	U503-16

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Nihon Kohden	2303 Life Scope I, 2303K, 2353 Life Scope L, 4103 TL-101T, 4111, 4113 Life Scope P, 5135 Life Scope A, BSM 2350 Life Scope L, BSM 4101, BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-2351, BSM-4100 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-5105, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Life Scope TR, MSM 2301K, Oxipal P225F and Hamilton G5/S1

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 30 kg
	Materiał mocowania	taśma 3M (beżowy plaster)
	Materiał kabla	PVC
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	Nihon Kohden
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	Gdy wada zostanie stwierdzona przed użyciem - wymieniamy na nowe

