

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-nihon-kohden-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-14-pin-kabel-3m-p-697.html>



Czujnik SpO2 typu Nihon Kohden, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 14 pin, kabel 3m

Cena brutto	453,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	106-230-106
Kod producenta	CR001-5504C

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110-106

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Nihon Kohden	Life Scope N, monitory wymagające złącza JL-302T, OLV-2700k, OPV-1500

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	14 pin
	Technologia	Nihon Kohden
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy