

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-nonin-jednopacjentowy-3m-przylepny-pediatryczny-wtyk-9-pin-p-972.html>



Czujnik SpO2 typu Nonin, jednopacjentowy, 3M przylepny, pediatryczny, wtyk 9 pin

Cena brutto	40,50 zł
Cena netto	37,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	08J-22-08

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Nonin	6000CP/7000P
	Unimed	U523-08

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Nonin	6000CA, 6000CI, 6000CN, 6000CP, Xpod 3012, Xpod 3012LP

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-50 kg
	Materiał mocowania	taśma 3M (beżowy plaster)
	Materiał kabla	PVC
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	Nonin
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	Gdy wada zostanie stwierdzona przed użyciem - wymieniamy na nowe