

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-nonin-klips-plastikowy-dla-doroslych-wtyk-9-pin-kabel-1m-p-149.html>



Czujnik SpO2 typu Nonin, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 9 pin, kabel 1m

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	110-08
Kod producenta	CR001-5701AS

Opis produktu

Lista referencyjna:

PRODUCENT	Numer OEM
AMC	PR-A520-1014N
Beta Biomed	B505-1014
CAS Med	01-02-0250, 01-03-0117
Nonin	8000AA, 8000K2, 8000AA-2, 8000AA-3, S403-08T0
Pacific Medical	NFNN100, NHNN1025
Tenacore	TCPF-0416-0112, TP2722
Welch Allyn	5200-40, 3278-010
Unimed	U403-08

Kompatybilność:

PRODUCENT	MODEL
Nonin	2120, 2500, 2500A, 7500, 8000Q, 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 9600, 9700, 9840, 9843, 9847V
RespiTronics	902M Plus, 920, Lifesense, PureSAT

Specyfikacja:

Waga pacjenta	Dorośli >40 kg
Długość kabla	1.0 m
Materiał kabla	TPU
Wtyk	DB9 9pin
Technologia	Nonin
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	12 miesięcy

