

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-nonin-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-9-pin-kabel-1m-p-151.html>



Czujnik SpO2 typu Nonin, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 9 pin, kabel 1m

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	210-08
Kod producenta	CR001-5701CS

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	PR-A120-1014N
	CAS Med	01-03-0121, 01-02-0106
	Nonin	8000AP
	Unimed	U103-08

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Nonin	2120, 2500, 2500A, 7500, 8000Q, 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 9600, 9700, 9840, 9843, 9847V
	RespiTronics	902M Plus, 920, Lifesense, PureSAT

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9pin
	Technologia	Nonin
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy