

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-nonin-silikonowy-dziecięcy-wtyk-9-pin-kabel-1m-p-153.html>

Czujnik SpO2 typu Nonin, silikonowy dziecięcy, wtyk 9 pin, kabel 1m



Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	310S-08
Kod producenta	CR001-5701HS

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Nonin	8000SS
	Unimed	U203S-08

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Nonin	2120, 2500, 2500A, 7500, 8000Q, 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 9600, 9700, 9840, 9843, 9847V
	RespiTronics	902M Plus, 920, Lifesense, PureSAT

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9pin
	Technologia	Nonin
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy