

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-nonin-tasma-noworodkowa-wtyk-8-pin-kabel-3m-p-170.html>



Czujnik SpO2 typu Nonin, taśma noworodkowa, wtyk 8 pin, kabel 3m

Cena brutto	378,00 zł
Cena netto	350,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	08S-430-08S
Kod producenta	CR001-5703E

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U310-28

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Nonin	700, 8500, 8700, 8800, 9, 96, Series 8600

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Noworodki 1-4 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Płaski prostokątny, 8 pin
	Technologia	Nonin
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy