

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-novamatrix-silikonowy-pediatryczny-wtyk-9-pin-kabel-1m-p-119.html>



Czujnik SpO2 typu Novamatrix, silikonowy pediatryczny, wtyk 9 pin, kabel 1m

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	210S-73
Kod producenta	CR001-5801DS

Opis produktu

Lista Referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U103S-03

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Novamatrix	505, 510, 511, 515B, 515C, 520, 520A, 7000, 7100, Oxypleth
	Spacelabs	90351-D/G, 90419-01, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90651A-07

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	Novamatrix
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy