

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-oxytip-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-8-pin-kabel-1m-p-531.html>



Czujnik SpO2 typu OxyTip, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 8 pin, kabel 1m

Cena brutto	345,60 zł
Cena netto	320,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	127K-210-127
Kod producenta	CR001-3105CS

Opis produktu

Lista Referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U103-127

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	3755, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250, AS/3 z M-OSAT modulem, Biox 3700, Cardiocap 5, Cardiocap AS/3 (N-XOSAT lub Masimo), Cardiocap S/5, Cardiocap/5 z N-XOSAT opcją, CS/3 z M-OSAT modulem, S/5 with M-OSAT modulem, serie 37XX, TruSat, TruSat TD, TuffSat

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	UN 8 pin
	Technologia	Datex OxyTip
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy