

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-philips-klips-na-ucho-dla-doroslych-wtyk-8-pin-kabel-15-m-p-293.html>



Czujnik SpO2 typu Philips, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 8 pin, kabel 1.5 m

Cena brutto	362,88 zł
Cena netto	336,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	615-91
Kod producenta	CR001-6001GS

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Philips	M1194A, 989803103251
	Unimed	U903-91

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Philips	C1, C3, HeartStart MRx, M1191A, M3, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 70, MP 80, SureSigns VS2, SureSigns VS3, Viridia 24C, VM4, VM6, VM8

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorosły > 40 kg
	Długość kabla	1.5 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	D-Shape 8 pin
	Technologia	Philips
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy