

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-philips-silikonowy-dla-doroslych-wtyk-8-pin-kabel-15-m-p-287.html>



Czujnik SpO2 typu Philips, silikonowy dla dorosłych, wtyk 8 pin, kabel 1.5 m

Cena brutto	362,88 zł
Cena netto	336,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	115S-91
Kod producenta	CR001-6001BS

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	PR-A900-1006V
	Maxtec	R-2414-15
	Pacific Medical	NSPH100
	Philips	M1191A, M1191B, 989803144371, M4531A, 989803109321
	Tenacore	TCPS-1206-0212, TP1503SP
	Unimed	U403S-91

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Philips	C1, C3, HeartStart MRx, M1191A, M3, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 70, MP 80, SureSigns VS2, SureSigns VS3, Viridia 24C, VM4, VM6, VM8

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli >40 kg
	Długość kabla	1.5 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	D-Shape 8 pin
	Technologia	Philips
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy