


Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-spacelabs-silikonowy-pediatryczny-wtyk-10-pin-kabel-3m-p-625.html>



Czujnik SpO2 typu Spacelabs, silikonowy pediatryczny, wtyk 10 pin, kabel 3m

Cena brutto	453,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	74-230S-74
Kod producenta	CR001-6402D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-74

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Spacelabs	1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, 91220, 91369, mCare 300, Ultraview

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	D-Shape 10 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy