

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 17:30

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-spacelabs-tasma-noworodkowa-wtyk-10-pin-kabel-3m-p-627.html>

Czujnik SpO2 typu Spacelabs, taśma noworodkowa, wtyk 10 pin, kabel 3m



Cena brutto	453,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	74-430-74
Kod producenta	CR001-6402E

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U310-74

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Spacelabs	1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, 91220, 91369, mCare 300, Ultraview

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Noworodki 1-4 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	D-Shape 10 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy