

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-spacelabs-typ-y-wtyk-10-pin-kabel-3m-p-628.html>



## Czujnik SpO2 typu Spacelabs, typ Y, wtyk 10 pin, kabel 3m

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>453,60 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>420,00 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>74-530-74</b>                                                                       |
| Kod producenta   | <b>CR001-6402F</b>                                                                     |

### Opis produktu

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Lista referencyjna:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b> |
|                            | Unimed           | U810-74          |

|                        |                  |                                                                                  |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b>                                                                     |
|                        | Spacelabs        | 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, 91220, 91369, mCare 300, Ultraview |

|                      |                       |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> | <b>Waga pacjenta</b>  | Uniwersalny                                    |
|                      | <b>Długość kabla</b>  | 3.0 m                                          |
|                      | <b>Materiał kabla</b> | TPU                                            |
|                      | <b>Wtyk</b>           | D-Shape 10 pin                                 |
|                      | <b>Technologia</b>    | Nellcor OxiSmart                               |
|                      | <b>Certyfikaty</b>    | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|                      | <b>Gwarancja</b>      | 12 miesięcy                                    |