

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-trusat-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-9-pin-kabel-3m-p-545.html>



Czujnik SpO2 typu TruSat, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 9 pin, kabel 3m

Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	60-230-60
Kod producenta	CR001-3104C

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110-60

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	TruSat, TruSat ED, TruSat TD

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	9 pin
	Technologia	Datex Trusignal
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy