

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-trusac-silikonowy-dla-doroslych-wtyk-9-pin-kabel-3m-p-543.html>



Czujnik SpO2 typu TruSat, silikonowy dla dorosłych, wtyk 9 pin, kabel 3m

Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	60-130S-60
Kod producenta	CR001-3104B

Opis produktu

Lista referencyjna:

PRODUCENT	Numer OEM
Datex Ohmeda	TS-SA3-MC
Unimed	U410S-60

Kompatybilność:

PRODUCENT	MODEL
Datex Ohmeda	TruSat, TruSat ED, TruSat TD

Specyfikacja:

Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
Długość kabla	3.0 m
Materiał kabla	TPU
Wtyk	9 pin
Technologia	Datex Trusignal
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	12 miesięcy