

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-trusac-typ-y-wtyk-9-pin-kabel-3m-p-548.html>

Czujnik SpO2 typu TruSat, typ Y, wtyk 9 pin, kabel 3m

Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	60-530-60
Kod producenta	CR001-3104F

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U810-60

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	TruSat, TruSat ED, TruSat TD

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Uniwersalny
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	9 pin
	Technologia	Datex Trusignal
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy