

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujniki-tlenu-m12-sa-zapakowane-hermetycznie-w-zwiazku-z-czym-po-otwarciu-opakowania-nie-podlegaja-p-877.html>



Czujnik tlenu O2, kompatybilny z Criticare - 644

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	M-12

Opis produktu

Czujniki tlenu są zapakowane hermetycznie, w związku z czym po otwarciu opakowania nie podlegają zwrotowi (Art. 38, pkt 3, Regulamin §5, pkt 3)

Lista referencyjna:

PRODUCENT	Numer OEM
Analytical Industries	PSR-11-917
Biotest	A 103
City Technologies	MOX-1
Criticare	644
Datex Ohmeda	0600-00-0002
Drager > Air Shields	MU13223
EnviteC	OOM102
GE Healthcare > Marquette	R-22
Hamilton Medical	HM-12
Henleys	5556
Hill-Rom	R-22
Hudson RCI	V-12, 5566
Infrasonics	R-22
Maxtec	MAX-12A, R109P48
Mercury Medical	10-103-15
Narco Med	R-22
Nuova	E-17/A2
Pacifitech	PT-12AIR
SensorTech	ST-12
Spacelabs	90514
Teledyne	R-22MED, R-22MED
Viamed	R-22Med

Kompatybilność:

PRODUCENT	MODEL
Criticare	8100 Poet, 8500 Poet
Datex Ohmeda	Centiva S/5
Drager > Air Shields	Isolette 8000
Hamilton Medical	Arabella, Galileo, Multinex Analys, Raphael
Hill-Rom	C2000

Specyfikacja:

	Taema	Cesar
Kategoria	O2 oxygen sensors	
Certyfikaty	FDA, CE, ISO EN 9919-2005, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant	
Gwarancja	6 miesięcy	