


Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujniki-tlenu-m10-sa-zapakowane-hermetycznie-w-zwiazku-z-czym-po-otwarciu-opakowania-nie-podlegaja-p-875.html>



Czujnik tlenu O2, kompatybilny z Datex Ohmeda - 6050-0004-110

Cena brutto	475,20 zł
Cena netto	440,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	M-10

Opis produktu

Czujniki tlenu są zapakowane hermetycznie, w związku z czym po otwarciu opakowania nie podlegają zwrotowi (Art. 38, pkt 3, Regulamin §5, pkt 3)

Lista referencyjna:

PRODUCENT	Numer OEM
Analytical Industries	PSR-11-915-4
Ceramatec	CAG-10
Datex Ohmeda	6050-0004-110
EnviteC	OOM110
Integral Process	65008
Maxtec	MAX-10, R112P10
Mercury Medical	10-103-10
Nuova	E-15/4
Pacifitech	PT-20A
Sensidyne	SV-20A
Teledyne	R-30MED
Ventrex	V-20A
Viamed	R-30V

Kompatybilność:

PRODUCENT	MODEL
Datex Ohmeda	Aespire, Aestiva 3000, Airsys, Avance, Engstrom Modulus SE7900, Excel 210-7900, Modulus SE1700, S-5, Smart Vent

Specyfikacja:

Kategoria	O2 oxygen sensors
Certyfikaty	FDA, CE, ISO EN 9919-2005, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant
Gwarancja	6 miesięcy