

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-tlenu-o2-kompatybilny-z-drager-6850645-p-865.html>

Czujnik tlenu O2, kompatybilny z Drager 6850645

Cena brutto	399,60 zł
Cena netto	370,00 zł
Dostępność	WYSYŁKA 24 H
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	M-02

Opis produktu

Czujniki tlenu są zapakowane hermetycznie, w związku z czym po otwarciu opakowania nie podlegają zwrotowi (Art. 38, pkt 3, Regulamin §5, pkt 3)

Lista referencyjna:

PRODUCENT	Numer OEM
Analytical Industries	PSR-11-915-2, PSR-11-915-2i
Datex Ohmeda	6051-000-224
Drager	6803290, 6850645
EnviteC	OOM201
Hamilton Medical	HM-14, HM-13
Hudson RCI	5557, V-14
MSA	655263, 655264
Maxtec	MAX-11, R113P10
Nuova	E-15/2
Teledyne	R-23MED

Kompatybilność:

PRODUCENT	MODEL
Drager > Air Shields	8000IC, I-8000
Drager	6000, Anemone, Babylog 8000, Evita 2, Evita 2 Dura, Evita 4, Fabius, Fabius GS, Narkomed 1A, Narkomed 2, Narkomed 2B, Narkomed 3, Narkomed 4, Narkomed GS, Oxycom 100 D, Oxydig, PM8030, SA2, Savina
Viamed	R-23V

Specyfikacja:

Kategoria	O2 oxygen sensors
Certyfikaty	FDA, CE, ISO EN 9919-2005, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant
Gwarancja	6 miesięcy