

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujniki-tlenu-m06-sa-zapakowane-hermetycznie-w-zwiazku-z-czym-po-otwarciu-opakowania-nie-podlegaja-p-870.html>



Czujnik tlenu O2, kompatybilny z Hudson RCI - 5569

Cena brutto	367,20 zł
Cena netto	340,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	M-06

Opis produktu

Czujniki tlenu są zapakowane hermetycznie, w związku z czym po otwarciu opakowania nie podlegają zwrotowi (Art. 38, pkt 3, Regulamin §5, pkt 3)

Lista referencyjna:

PRODUCENT	Numer OEM
Analytical Industries	PSR-11-33-1, PSR-11-33-2
Ceramatec	CAG-18
EnviteC	OOM107-2
Hudson RCI	5569, V-02, V-02
Integral Process	65000
MSA	485905, 655262
Maxtec	MAX-18, R116P40
Megamed	M1
Mercury Medical	10-103-01
Nuova	E-33/1
Oxitron	3050
Pacifitech	PT-02
Sensidyne	SV-02
SensorTech	ST-02
Teledyne	C1R, C2R
Ventronics	5525, 5528, 5529
Viamed	C-2R

Kompatybilność:

PRODUCENT	MODEL
Hudson RCI	5525, 5528, 5529, 5550, 5552

Specyfikacja:

Kategoria	O2 oxygen sensors
Certyfikaty	FDA, CE, ISO EN 9919-2005, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant
Gwarancja	6 miesięcy