

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/datex-ohmeda-rurka-napowietrzajaca-nibp-2-zylowa-kompatybilna-z-877235-p-911.html>



Datex Ohmeda rurka napowietrzająca NIBP, 2-żyłowa, kompatybilna z 877235

Cena brutto	275,40 zł
Cena netto	255,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2-22-17/18

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	HO-D2217188-10
	Datex Ohmeda	877235
	Unimed	HD-22-17/18

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model
	Datex Ohmeda	AS/3, Cardiocap 5, Cardiocap II, CS/3, Light, S/5, S5
	GE Healthcare > Marquette	Eagle 4000, SOLAR, Tram 100, Tram 200, Tram 300

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	2-żyłowa
	Długość przewodu	3 metry
	Konektor do urządzenia	P22
	Konektor/-y do mankietu	P17, P18
	Materiał	PVC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy