

Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 01:13

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/drager-konektor-nibp-p15d-p-1072.html>

Drager - konektor NIBP P15D



Cena brutto	72,90 zł
Cena netto	67,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	P15D

Opis produktu

Kompatybilność:

Draeger

Specyfikacja:	Średnica wejścia	5.00mm
	Materiał	Plastik
	Rodzaj konektora	Męski
	Łączy się z:	P12D

KUP PASUJĄCE KONEKTORY:

