

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/ge-critikon-dinamap-rurka-napowietrzajaca-nibp-2-zylowa-kompatybilna-z-107363-p-917.html>



GE Critikon Dinamap rurka napowietrzająca NIBP, 2-żyłowa, kompatybilna z 107363

Cena brutto	275,40 zł
Cena netto	255,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2-25-17

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	107363
	Unimed	HD36-25-17

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	Carescape B650, Compact BP, Pro 1000, Pro 200, Pro 300, Pro 400, ProCare, ProCare 100, ProCare 200, ProCare 300, ProCare 400, ProCare Auscultatory 400, V100

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	2-żyłowa
	Długość przewodu	3 metry
	Konektor do urządzenia	P25
	Konektor/-y do mankietu	P17
	Materiał	PVC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy