

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/ge-marquette-rurka-napowietrzajaca-nibp-2-zyłowa-kompatybilna-z-2017008-003-p-913.html>



GE Marquette rurka napowietrzająca NIBP, 2-żyłowa, kompatybilna z 2017008-003

Cena brutto	291,60 zł
Cena netto	270,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2-24-09

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	HO-D3409098-12
	GE Healthcare > Marquette	2017008-003
	Pacific Medical	NBMQ1357-12
	Unimed	HD-24-09, HD36-24-09

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model
	Drager	Narkomed 6400
	GE Healthcare > Corometrics	120
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	Carescape B650, Carescape B850
	GE Healthcare > Marquette	Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Eagle 3000

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	2-żyłowa
	Długość przewodu	3 metry
	Konektor do urządzenia	P24
	Konektor/-y do mankietu	P09
	Materiał	PVC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy