

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/ge-marquette-rurka-napowietrzajaca-nibp-2-zyłowa-kompatybilna-z-2020980-001-p-909.html>



GE Marquette rurka napowietrzająca NIBP, 2-żyłowa, kompatybilna z 2020980-001

Cena brutto	291,60 zł
Cena netto	270,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2-24-17

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	HO-D3409098-12, HO-D34178-12
	GE Healthcare > Marquette	2020980-001, 9461-217, 2017008-002, 2017008-001, 414873-001
	Philips	M1574A, 989803104171, M4555B5, 989803150421, M4555B, 989803147871
	Pacific Medical	NBMQ1359-12
	Unimed	HD-24-17

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model
	Datex Ohmeda	Aespire 7900, E-PRESTN
	Drager	Narkomed 6400
	GE Healthcare > Corometrics	120, 250, B850, Carescape B650
	GE Healthcare > Marquette	Dash, Dash 2500, Eagle, Procure B40, SOLAR, Tram 400, Tram 450, Tram 451, Tram 800, Tram 850, Tram 851

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	2-żyłowa
	Długość przewodu	3 metry
	Konektor do urządzenia	P24
	Konektor/-y do mankietu	P17, P17
	Materiał	PVC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy

